



DAX Preop

DAX Preop ~~80~~ används främst vid operationsavdelningar för kirurgisk handdesinfektion och vid specialavdelningar där sjukdomsalstrande mikroorganismer skall avdödas. Effektiv mot bakterier, svamp och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.

Fördelar med DAX Preop

- Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning
- Uppfyller bland annat EN12791, EN 1500 och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och Entereococcus hirae
- Dokumenterad effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV ~~och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket inkluderar samtliga human och djur influensavirus som H5N1 och H1N1.~~
- Dokumenterad effekt på mycobakterier som Mycobacterium terrae och vissa nakna virus som Rota virus och Murine Norovirus

Gör så här:

- Tvätta händer och underarmar med en mild tvål och vatten i minst 1 minut.
- Torka händer, underarmar och armbågar noggrant med torkpapper. Huden skall vara torr innan handdesinfektionen påbörjas.
- Tag rikligt av DAX Preop ~~80~~, minst 4,5 ml, och massera in i händer, på handleder, underarmar och till slut armbågarna under 45 sekunder.
- Tag ytterligare minst 4,5 ml DAX Preop ~~80~~, och massera in i händer, på handleder och underarmar under 45 sekunder.
- För att uppnå optimalt resultat skall huden hållas fuktig under hela desinfektionsfasen.
- Låt händer och underarmar lufttorka
- OBS! Tag ej på operationshandskarna förrän huden är helt torr.



Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal krt/pall	EAN kod
DAX Preop, 600 ml	C464	15	48	7331964004647

DAX Preop

Mikrobiologisk information

EN 12791

Applikation 9 ml
Transient hudflora 1,5 min

Bactericidal effekt

EN 1500

Applikation 3 ml
Escherichia coli 30 sek

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt

EN 13624

Candida albicans 30 sek

Mycobactericidal effekt

EN 14348

Mycobacterium terrae 30 sek

Virucidal effekt

EN 14476

Murine Norovirus 15 sek
Human Rotavirus 15 sek
Adeno virus 30 sek

DVBV/RKI*

Bovine viral diarrhoea(BVDV) 15 sek (surrogate of HCV)
Vaccinia virus 15 sek

*Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVBV) och Robert Koch-Institute (RKI).

Innehåll

- pH-värde 5,5-7,5

Typ av formulering

- Vätska

Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

Produktnamn	Art.nr	Antal st/krt	Antal krt/pall	EAN kod
DAX Preop, 600 ml	C464	15	48	7331964004647