

# plum

## Plum Ögonsköljstation

Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälps där t ex damm eller smuts kommit in i ögat.

Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

### Fördelar med Plum Ögonsköljstation

- Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
- Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistans
- Plats för 2 st 1 litersflaskor som ger möjlighet till långvarig sköljning
- Lång hållbarhet - oöppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
- Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

### Innehåll:

0,9 % steril natriumklorid



Produktnamn	Artikelnummer
Plum Ögonsköljstation 2 x 1 liter	4708